

# Hexa

## HEXAFORM protections anatomiques

La gamme **HEXAFORM** pour les fuites modérées à fortes est recommandée pour les personnes valides, semi-valides ou alitées ne pouvant pas se gérer seules.

Ces protections anatomiques sont dotées d'un voile d'acquisition qui procure un effet garde au sec immédiat. Les barrières latérales hydrophobes réduisent le risque de fuites au moment de la miction.

La découpe anatomique de la gamme **HEXAFORM** facilite la mise en place de la protection et favorise ainsi l'accompagnement aux toilettes.



<b>EXTRA PLUS</b> 	<b>x25</b>	HEX5141VM-01
<b>MAXI</b> 	<b>x20</b>	HEX5171VM-01



### Le conseil du Technicien

Pour assurer un bon maintien de la protection, il est important d'utiliser un slip de maintien en lycra et sans couture pour garantir le confort de l'utilisateur et la stabilité du produit.



#### Plus de bien-être

L'enveloppe extérieure, au toucher très doux, est respirable et préserve l'intégrité cutanée.



#### Plus d'absorption

La découpe du tampon absorbant plus large à l'arrière renforce la performance du produit, notamment en position couchée.



#### Plus d'efficacité

Le voile d'acquisition double la vitesse d'absorption. Il procure une sensation garde au sec rapide et protège la peau de l'utilisateur.



#### Plus de sécurité

Les barrières latérales hydrophobes limitent le risque de fuites des urines et des selles.



#### Plus d'économie

Le témoin d'humidité, associé à une échelle horaire, permet de contrôler le degré de saturation pour éviter les changes systématiques.



#### Hypoallergénique

La protection a été spécialement conçue pour minimiser les risques d'allergies.



# HEXAFORM

## protections anatomiques

### HEXAFORM

protections anatomiques

	EXTRA PLUS	MAXI	Protection
	HEX5141VM-01	HEX5171VM-01	Référence
<b>DIMENSIONS</b>			<b>Tolérance</b>
Longueur totale	670 mm	700 mm	± 20 mm
Largeur totale (tendue)	360 mm	360 mm	± 20 mm
Longueur tampon	580 mm	630 mm	± 20 mm
Largeur tampon (av/ar)	260/290 mm	260/290 mm	± 20 mm
Forme tampon	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	± 20 mm
<b>POIDS</b>			<b>Tolérance</b>
Poids total	87 g	128 g	± 5 %
<b>PERFORMANCES</b>			<b>Tolérance</b>
Absorption ISO 11-948	2 230 ml	2 920 ml	± 10 %
<b>COMPOSITION</b>			
Pâte fluff	100 % fibres cellulosiques blanches	100 % fibres cellulosiques blanches	
Super absorbant	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	
Témoin d'humidité	2 traits de colle	3 traits de colle	
Voile d'acquisition	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	
Barrière anti-fuites	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	
Enveloppe extérieure	NT respirable	NT respirable	
<b>CONDITIONNEMENT</b>			
Sachet (nombre de changes)	25 changes	20 changes	
Carton (nombre de sachets)	4 sachets	4 sachets	
Palette (nombre de cartons)	28 cartons	24 cartons	
Type de palette	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	

